



Binnen **Hycult Biotech** ontwikkelen en produceren we immunologische testen, antistoffen en eiwitten op het gebied van de aangeboren immuniteit. Onze producten worden wereldwijd toegepast voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek en medicijnontwikkeling door de farmaceutische industrie. **Biocult**, onze service tak, ondersteunt externe organisaties bij de ontwikkeling, optimalisatie en productie van onder andere in-vitro diagnostische (IVD-)testen. Zo combineren we binnen één organisatie onze expertise in onderzoek, assayontwikkeling en productie. Door de verdere groei van onze activiteiten zijn we op zoek naar:

Research technician R&D (32 – 40 uur per week)

Als Research technician R&D werk je samen met onze wetenschappers en research analisten aan de ontwikkeling en optimaliseren van (immunologische) testen. Je werkt daarbij aan projecten voor zowel de eigen producten van Hycult Biotech als aan klantenprojecten binnen Biocult.

Wat ga je doen?

- Zelfstandig opzetten, uitvoeren, analyseren en documenteren van laboratoriumexperimenten.
- Ontwikkelen en implementeren van nieuwe technieken.
- Opstellen van de benodigde (technische) documentatie voor overdracht van R&D richting de interne productieafdeling of die van de opdrachtgever.
- Ondersteuning van de QC en Support-afdeling bij technische vragen.

Je werkt aan uiteenlopende onderzoeks- en ontwikkelprojecten binnen een wetenschappelijk gedreven team. Daarbij krijg je ruimte om zelfstandig te werken, mee te denken en bij te dragen aan de kwaliteit en verdere ontwikkeling van onze producten en diensten.

Functie-eisen

- Een afgeronde HBO/BSc of WO/MSc studie in een relevante richting, zoals biologie, biotechnologie of biomedische wetenschappen, waarbij meerdere jaren relevante werkervaring sterk tot de aanbeveling strekt.
- Interesse in werkvelden als immunologie, celbiologie en de ontwikkeling van immunologische testen.
- Analytisch denkvermogen en het vermogen om experimentele resultaten kritisch te beoordelen en problemen systematisch te onderzoeken.
- Praktische laboratoriumervaring met relevante technieken op het gebied van bijvoorbeeld: eiwitzuivering/analyse, (enzym)conjugatie en/of celkweek geniet eveneens de voorkeur.
- Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk).

Jouw profiel

- Je hebt een resultaat-, kwaliteits- en doelgerichte instelling.
- Je bent in staat om zelfstandig een opdracht tot een goed einde te brengen en neemt daar verantwoordelijkheid voor.
- Je bent nieuwsgierig naar de achtergrond van je werk en dit te combineren met een praktische en oplossingsgerichte instelling, bent trots op je resultaten en deelt je kennis en bevindingen graag met collega's.
- Je bent flexibel, proactief, creatief, communicatief sterk en werkt graag samen in een betrokken team.

Wij bieden

- Een afwisselende functie in een professionele en innovatieve werkomgeving (32 – 40 uur per week).
- Een dienstverband van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
- Prettige, informele werksfeer met ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling.
- Een salaris dat past bij jouw ervaring en opleidingsniveau.
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 29+ vakantiedagen, flexibele werktijden, etc.

Wil je meer weten?

Kijk op onze websites www.hycultbiotech.com en www.biocult.com of neem contact op via 0413 – 251335 en vraag naar Ricardo Brandwijk of Geurt Schilders.

Solliciteren?

We kijken ernaar uit om je motivatie en CV te ontvangen. Deze kan t/m 12 november 2026 gestuurd worden naar: HR@hycultbiotech.com. De eerste ronde gesprekken vinden plaats op 17 of 19 november.

Acquisitie op grond van deze vacature wordt niet op prijs gesteld